

Βαλβίδα CPAP μη επεμβατικού αερισμού για υποβοήθηση ασθενών με αυτόματη αναπνοή, ανοικτού συστήματος Boussignac.

Η CPAP να δημιουργείται από την ροή των αερίων (O₂ ή αέρα) διερχόμενα από τα μικρο-τριχοειδή περάσματα που αυξάνουν την ταχύτητα και παράγουν στροβιλισμό δημιουργώντας «εικονική βαλβίδα».

Να διαθέτει φίλτρο μείωσης του ήχου (2db), προέκταση περίπου 2 m για σύνδεση με επιτοίχιο ροόμετρο (O₂- αέρα) ή φιάλη O₂ και υποδοχή για σύνδεση με μανόμετρο.

Να είναι συμβατή με στοματορινική μάσκα, ενδοτραχειακό και σωλήνα τραχειοστομίας, επιτρέποντας καθετήρα αναρρόφηση και ομιλία ασθενή.

Να μπορεί να συνδεθεί με συσκευή νεφελοποίησης (nebulizer).

Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας χρήσης αποστειρωμένη.